

Perché i pazienti
preferiscono
Flexite



Sorridere diventa naturale
quando hai una protesi Flexite

www.flexite.it

COS'È FLEXITE



Flexite è un “nylon” chiaro e flessibile che si adatta confortevolmente nella tua bocca.

Flexite è estetico e si conforma alla tua gengiva.

Flexite non ha il gusto metallico tipico della protesi parziale e non ci sono ganci brutti da vedere.

Flexite è biocompatibile (ipoallergenico) ed è prodotto in conformità con FDA, con ISO 9001 e con C.E.

www.flexite.it

ODONTO MAGIC

Via Giuseppe La Farina, 183
Messina 98123, ITALIA

TEL +39 090 2937500

FAX +39 090 2937780

info@odontomagic.it

Flexite test di sicurezza e rilascio

Ogni prodotto Flexite è stato immerso in una soluzione al 50% di alcool etilico e di acqua distillata per ben 6 mesi. La soluzione è stata poi analizzata nei Laboratori Artech. Il risultato dei test, prova che la Flexite è libera da qualsiasi sostanza nociva per il corpo umano. Leggi i risultati dei test di sicurezza e rilascio nel sito: flexitecompany.com/LeachingTest.htm

Vistato dall' Istituto di Clifford

L'Istituto di Clifford è un laboratorio indipendente che testa i pazienti sensibili alla plastica/nylon.

L'Istituto di Clifford ha dato alla Flexite il 99% di sicurezza e di biocompatibilità!!! (La loro più alta valutazione). Leggi il Certificato dell'Istituto di Clifford: flexitecompany.com/Clifford%20Report.htm

Senza monomero: Flexite non rilascia sostanze chimiche dannose per il tuo corpo

Le protesi convenzionali sono create con polvere acrilica e liquido chimico conosciuto come monomero. La Flexite è pura e non è tossica.

Nessun prodotto chimico è aggiunto durante la realizzazione della tua protesi in Flexite. Flexite è accettato dal rigido protocollo della Dott.a Hulda Clark.



Di cosa ha bisogno la tua protesi in Flexite?

Alcuni pazienti tendono a trascurare la loro dentiera Flexite perché la sentono così naturale. Flexite deve essere trattata come i propri denti naturali. Spazzolare frequentemente!

Raccomandiamo giornalmente di lasciare la protesi in acqua con idonee compresse effervescenti.

Per i pazienti con un alto fattore PH alcalino e per i pazienti che producono una insolita quantità di tartaro, è possibile effettuare una periodica pulizia dal dentista che riporterà la protesi alla sua originale lucentezza.

Flexite è di colore stabile. La tua protesi Flexite conserverà il suo colore per tutta la sua durata.

Non bollire o riscaldare la tua protesi Flexite. La bollitura distrugge le proprietà del nylon.



Non immergere la tua protesi Flexite in soluzioni pulenti come l'alcool, l'ammoniaca e la candeggina.


Una protesi in nylon Flexite



è autentica, certa e

sicura solo se accompagnata dalla targhetta identificativa e solo se realizzata da un laboratorio Flexite Europa certificato.



ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO	
<p>Complimenti per avere scelto una Protesi in Flexite! Hai scelto un prodotto Top di Gamma che nasce negli Stabilimenti Flexite in U.S.A. ed è studiato, provato, testato e costantemente migliorato dal lontano 1963! Flexite possiede un Certificato Clifford Colorado U.S.A. unico al mondo rilasciato grazie ai test effettuati su ben 46'000 pazienti! Dal momento che inizierai ad indossarla, la Tua Protesi in Flexite lavorerà ogni istante incessantemente per il Tuo benessere! La Tua Protesi in Flexite è stata realizzata seguendo uno scrupoloso ed attento protocollo realizzativo, quindi è una perfetta struttura in Flexite che lavora costantemente per il tuo benessere ed è chiaro che per mantenere inalterate nel tempo le rinomate eccellenti qualità del prodotto Flexite è importantissimo che Tu segua quanto semplicemente spiegato nella presente Targhetta Identificativa Flexite.</p>	
 ODONTO MAGIC info@odontomagic.it www.odontomagic.it	 www.flexite.it
 Solutions for dental lab. www.newintegra.com	

TARGHETTA IDENTIFICATIVA DELLA PROTESI DENTALE IN FLEXITE	
Nome paziente:	
Nome dentista:	
Nome laboratorio odontotecnico:	
Nome Laboratorio Flexite Europa:	
Tipo di Flexite <input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Supreme <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Ultra	
N. Lotto:	Colore:
Certificato CE 1052 (R.D. 414/1996)	Data prod: / /
Conservi questa targhetta necessaria per qualsiasi modifica o riparazione.	
 Solutions for dental lab.	



Qualsiasi protesi in nylon Flexite completa, parziale, “grande” o “piccola” deve essere accompagnata da questa targhetta! Conservarla! Consente anche la possibile realizzazione di eventuali future modifiche.

Chiedi al tuo dentista di fiducia come ottenere


la Garanzia di **15 anni** sulla tua protesi in Flexite

 *Non Smettere
mai di sorridere* 

www.flexite.it
www.flexite.es
www.flexite.me

info@odontomagic.it
www.odontomagic.it



Protesi	
<input type="checkbox"/> Flexite MP	<input type="checkbox"/> Flexite Supreme
<input type="checkbox"/> Flexite Ultra	<input type="checkbox"/> Flexite Plus
Colore	<input type="text"/>
Lotto	<input type="text"/>
Timbro e firma Laboratorio Flexite Europa	<input type="text"/>
Data Produzione	<input type="text"/>
Timbro e firma Studio Odontoiatrico	<input type="text"/>
Data Consegna	<input type="text"/>

**NON SCEGLIERE UNA
IMITAZIONE DELLA
FLEXITE.**

**INSISTI PER AVERE
VERAMENTE
FLEXITE PER LA TUA
PROTESI TOTALE O
PARZIALE!**